

Roughener Gel

Preparat do MATOWIENIA nowo oklejonych siatek

Skutecznie poprawia przyleganie warstw kopiujących do wszystkich rodzajów siatek sitodrukowych.

Preparat w postaci gotowej do użycia.



ZASTOSOWANIE



TEKSTYLNÝ



GRAFICZNY



PRZEMYSŁOWY

CPS Roughener Gel przeznaczony jest wyłącznie do użycia w branży sitodrukowej. Służy do matowienia włókien nowo oklejonych siatek każdego typu. Jego stosowanie zdecydowanie poprawia jakość przylegania warstw kopiujących i zwiększa trwałość szablonów sitodrukowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

CPS Roughener Gel dostępny jest w opakowaniach jednostkowych o wadze 5 Kg. Opakowanie wykonane jest z polietylenu wysokiej gęstości. Użyty materiał może być ponownie przetwarzany. Niemniej jednak rekomendujemy weryfikację możliwości przetwarzania w firmie lokalnie wywożącej odpady.



CPS Roughener Gel powinien być przechowywany w temperaturze 5 do 30°C i w żadnym wypadku nie można dopuścić do jego zamrożenia. Prawidłowo przechowywany, swoje właściwości zachowuje przez okres ~2 lat.

INFORMACJE KOŃCOWE

CPS Roughener Gel jest produktem przemysłowym i **przed jego użyciem konieczne jest zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.**

Uważamy, że dane tu zawarte są dokładne. Niemniej jednak nie powinny one być traktowane jako gwarancja lub rękojmia. Producent przyjmuje odpowiedzialność podlegającą rozpatrzeniu, zbadaniu i weryfikacji. Każde dane i informacje muszą zostać uznane za zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności gwarancyjnej lub konsekwencji za nieprawidłowy sposób postępowania wynikający z niewłaściwego stosowania jego produktów przez użytkownika.

OPIS PRODUKTU

CPS Roughener Gel, to mieszanina związków stałych i cieczy do matowienia włókien nowo oklejonych siatek sitodrukowych.

Preparat przeznaczony jest do przygotowywania siatek sitodrukowych przed naniesieniem pierwszej światłoczułej warstwy kopiującej na nowe sito.

CPS Roughener Gel stosowany jest WYŁĄCZNIE JEDEN RAZ na każdej nowo oklejonej siatce.

Preparat działa na drodze chemicznej i mechanicznej.

Preparat bardzo łatwy i skuteczny w użyciu.

Przeznaczony do stosowania manualnego.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

CPS Roughener Gel jest preparatem dostępnym w postaci gotowej do użycia. **Niemniej jednak przed użyciem preparat musi być dokładnie wymieszany.** Zalecamy używanie rękawic i okularów ochronnych.

SPOSÓB UŻYCIA

- Obydwe strony nowo oklejonej siatki dokładnie natrzyj preparatem CPS Roughener Gel.
Zalecamy użycie szczotki z włosiem poliestrowym.
- Mokre sito pozostaw na ~ 1 - 2 min.
Nie dopuść do wyschnięcia preparatu na siatce.
- Następnie obydwie strony sita splucz zimną lub letnią (< 35°C) wodą.
- Całe sito dokładnie wypłucz zimną lub letnią (< 35°C) wodą pod wysokim ciśnieniem.
- Dokładnie wysusz sito w temperaturze < 35°C.

WAŻNE

W przypadku pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą.

PRODUCENT;



Grove Road, Wantage
Oxon Ox12 7BZ
www.cps.eu

DYSTRYBUTOR;



Cząstków Mazowiecki 4
05-152 Czosnów
www.basse.pl